

LYMPHAPRESS

PRESSOTERAPIA SETTORIALE PROFESSIONALE

CONTROLLO ELETTRONICO, GESTIONE SETTORIALE, PROTOCOLLI PERSONALIZZABILI

LYMPHAPRESS è una tecnologia professionale per pressoterapia progettata per favorire lo scorrimento della linfa, supportare il drenaggio dei liquidi e offrire protocolli di lavoro personalizzabili. Il sistema integra un controllo elettronico avanzato, una gestione settoriale differenziata della pressione e un ambito professionale.

LYMPHAPRESS è progettata per elettronica controllata, gestione pensata per garantire precisione, :



SETTORI PNEUMATICI

8 settori pneumatici differenziati per una compressione mirata e progressiva.

PROGRAMMI DI LAVORO

20 programmi preimpostati con regolazione pressione da 0 a 150 mmHg.

CONTROLLO ELETTRONICO

Microprocessore dedicato e sensore interno di pressione per un utilizzo sicuro e costante.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

GESTIONE SETTORIALE

8 settori pneumatici differenziati per un trattamento distrettuale mirato.

CONTROLLO A MICROPROCESSORE

Sensore interno di pressione e 20 programmi di lavoro preimpostati.

SICUREZZA OPERATIVA

Scarico rapido della pressione a fine trattamento per un utilizzo controllato.

PROFILO APPLICATIVO

PRESSIONE 0 - 150 mmHg	SETTORI 8 differenziati	PROGRAMMI 20 preimpostati	ACCESSORI Gambali · ventriera · marsupio · bracciale opzionale
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--

DESTINAZIONE D'USO: dispositivo elettromedicale per pressoterapia ad uso professionale. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Modello	LYMPHAPRESS
Tensione di alimentazione	230 V c.a.
Frequenza di lavoro	50 / 60 Hz
Tensione interna di lavoro	24 Vcc
Potenza massima assorbita	100 W
Fusibili	2 x 2 A T 250V
Classe di sicurezza elettrica	I B
Dimensioni unità base	546 × 448 × 203 mm
Peso unità centrale	20 kg
Pressione erogata	da 0,50 a 150 mmHg
Capacità compressore	30 l/min
Pressione max compressore	3,5 atm

PARAMETRO	VALORE
Settori pneumatici	8 differenziati
Programmi	20 preimpostati
Fine trattamento	Scarico rapido della pressione

DOTAZIONE STANDARD

- 1 unità base
- 1 kit di trattamento gambali, ventriera, marsupio
- 1 cavo di alimentazione
- 1 tubo per trasporto aria
- 1 coppia di fusibili di ricambio
- 1 copia del manuale d'uso e manutenzione
- Accessorio opzionale: bracciale

POSIZIONAMENTO TECNICO

LYMPHAPRESS nasce per ambienti professionali che richiedono precisione, sicurezza e continuità d'uso. Il sistema è predisposto per kit trattamento con gambali, ventriera e marsupio, con possibilità di integrazione del bracciale opzionale, garantendo un'elevata versatilità operativa in funzione delle specifiche esigenze di trattamento. Condizioni operative: temperatura ambiente da 5°C a 45°C, umidità relativa dal 10% all'80% senza condensa, pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa; trasporto e immagazzinamento fino a +50°C con umidità 80%.

Uso riservato a personale qualificato e formato. Prima dell'utilizzo è necessario valutare attentamente le controindicazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione LYMPHAPRESS.