

TK SLIM

TERMOTERAPIA + MANIPOLO ULTRALED AD ALTA POTENZA

CALORE, CORRENTI ELETTRICHE E ONDE ELETTROMAGNETICHE AD INTENSITÀ CONTROLLATA

TK SLIM è una tecnologia professionale che combina l'azione del calore, delle correnti elettriche e delle onde elettromagnetiche ad intensità controllata. La sincronizzazione tra energia termica e flusso delle onde elettromagnetiche agisce sia sull'epidermide sia sugli strati più profondi dei tessuti.

TK SLIM attiva i processi biologici di rigenerazione del microcircolo, potenzia la lipolisi e stimola l'attività dei fibroblasti, favorendo la produzione di nuovo collagene e contrastando la cellulite in tutte le sue forme.



TERMOTERAPIA

Calore, correnti elettriche e onde elettromagnetiche combinati ad intensità controllata.

MANIPOLO ULTRALED

Alta potenza con emissione a 620 nm ed infrarosso a bassa intensità.

SICUREZZA

Controllo di sicurezza di ultima generazione per trattamenti efficaci, performanti e sicuri.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

SINCRONIZZAZIONE ENERGETICA

Energia termica ed onde elettromagnetiche sincronizzate per agire dall'epidermide agli strati più profondi.

MANIPOLO LOCALIZZATO

Interviene in profondità in aree localizzate, in modo specifico e selettivo su adipe e cellulite.

AZIONE SUI TESSUTI

Attivazione del microcircolo, lipolisi e stimolo dei fibroblasti per la produzione di nuovo collagene.

PROFILO APPLICATIVO

APPLICAZIONE Cellulite	CUTE Rilassamento cutaneo	PERCORSI Perdita di peso	DOTAZIONE Cover · manipolo ULTRALED · carrello opzionale
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Modello	TK SLIM
Tensione di alimentazione	230 V c.a.
Frequenza di lavoro	50 Hz
Classe di sicurezza elettrica	I BF
Dimensioni unità base	42cm x 38cm h25cm
Peso unità centrale	ND
Tecnologia	Termoterapia con correnti elettriche e onde elettromagnetiche ad intensità controllata
Manipolo	ULTRALED ad alta potenza
Emissione manipolo	620 nm ed infrarosso a bassa intensità
Normative di riferimento	DM 206/2015 (correttiva DM 110/2011) · CEI EN 60601-1 · CEI 62-5 III ed.
Conformità	DM 300/2015 · L. 1/1990, comma 1 · Marcatura CE

DOTAZIONE STANDARD

- 1 unità base TK SLIM
- 1 manipolo **ULTRALED** ed infrarosso a bassa intensità
- 1 cover
- Accessorio opzionale: carrello

POSIZIONAMENTO TECNICO

TK SLIM nasce per centri e ambienti professionali che richiedono trattamenti efficaci, performanti e sicuri. Il sistema integra termoterapia ed energia elettromagnetica con controlli di sicurezza di ultima generazione e può essere completato dal manipolo **ULTRALED**, ad alta potenza con emissione a 620 nm ed infrarosso a bassa intensità, per intervenire in profondità su aree localizzate. Disponibile con carrello opzionale.

DESTINAZIONE D'USO: apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico professionale. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

Uso riservato a personale qualificato e formato. Prima dell'utilizzo è necessario valutare attentamente le controindicazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione TK SLIM.