

DINAMIKA

TERMOTERAPIA + ELETTROSTIMOLATORE + ELETTROPORATORE

RIMODELLAMENTO CORPO E VISO CON SHOCK TERMICO CONTROLLATO

DINAMIKA è una tecnologia innovativa che utilizza il principio della TERMOLIPOLISI. È un trattamento di estetica professionale che ha come obiettivo il rimodellamento del corpo e del viso utilizzando lo shock termico controllato.

I trattamenti corpo sono supportati da una corrente di elettrostimolazione profonda in modo da ottimizzare ed esaltare la funzionalità della tecnologia. Inoltre, DINAMIKA abbina un'elettroporazione superficiale, ossia una veicolazione transdermica, potenziando così l'azione della tecnologia.

La pompa di calore è gestita da un sofisticato software di controllo il quale consente un utilizzo efficiente e sicuro. Tutti i programmi di trattamento sono visualizzati su un display touch screen da 10".



TERMOLIPOLISI

Shock termico controllato e modulato su valori fisiologici per il rimodellamento corporeo.

ELETTROSTIMOLAZIONE

Corrente di elettrostimolazione profonda che ottimizza ed esalta l'azione della tecnologia.

ELETTROPORAZIONE

Veicolazione transdermica superficiale che potenzia l'efficacia del trattamento.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

MANIPOLO CORPO

Manipolo dedicato con elettrostimolazione integrata per il trattamento del corpo.



MANIPOLO VISO

Manipolo con elettroporazione per il trattamento distrettuale del viso.



INTERFACCIA GUIDATA

Display touch screen da 10" per la gestione dei programmi di trattamento.

PROFILO APPLICATIVO

AREE TARGET Viso · collo · décolleté · corpo	INDICAZIONI Adiposità localizzate · cellulite · lassità cutanea	INTERFACCIA Touch screen 10"	CONFIGURAZIONE Controllo Wi-Fi da remoto
---	---	--	---

DESTINAZIONE D'USO: dispositivo elettromedicale ad uso estetico professionale, in conformità con DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Classe di sicurezza	1 BF
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Conformità normativa	DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011
Standard europei	CEI EN 60601-1:2007 · CEI EN 60825-1:2009 · CEI EN 60335-1 · CEI EN 55014-1 · CEI EN 55014-2 · CEI EN 61000-3-2 · CEI EN 61000-3-3 e successive varianti
Interfaccia	Display touch screen 10"
Connettività	Controllo da remoto Wi-Fi per aggiornamento e assistenza

PLUS

- Apparecchiatura predisposta con applicativo software per il beneficio Industria 4.0
- Controllo da remoto Wi-Fi per aggiornamento continuo del sistema, manutenzione e assistenza
- Risultati visibili fin dalla prima seduta
- Made in Italy

EFFETTI E INDICAZIONI

- Lift viso e collo
- Doppio mento
- Rughe
- Lassità cutanea di viso e décolleté
- Couperose
- Adiposità localizzate e grasso addominale
- Tonificazione e rimodellamento
- Ottimizzazione del circolo venoso e linfatico

POSIZIONAMENTO TECNICO

DINAMIKA nasce per ambienti professionali di estetica avanzata che richiedono una tecnologia combinata per il rimodellamento corporeo e del viso. La sinergia tra termolipolisi, elettrostimolazione profonda ed elettroporazione superficiale, gestita da un software di controllo sofisticato, garantisce trattamenti non invasivi con risultati visibili fin dalla prima seduta.

Le informazioni riportate sono una sintesi tecnica del Manuale d'Uso e Manutenzione DINAMIKA. Fare riferimento al manuale completo per avvertenze, controindicazioni, manutenzione e procedure operative.