

QUANTIKA

9 TECNOLOGIE COMBinate VISO/CORPO

RADIOFREQUENZA, ONDE D'URTO, VACUUM, FOTOSTIMOLAZIONE E MICRODERMOABRASIONE

QUANTIKA è, attualmente, uno dei sistemi più avanzati per contrastare efficacemente, con un ampio raggio di azione, inestetismi e problematiche, grazie alla sinergia tra RADIOFREQUENZA, ONDE D'URTO, ASPIRAZIONE VACUUM, FOTOSTIMOLAZIONE LIPOLASER e MICRODERMOABRASIONE.

L'intero sistema è controllato da un software di gestione avanzatissimo che permette di eseguire i trattamenti in totale sicurezza e utilizzando al massimo le potenzialità della tecnologia.



RADIOFREQUENZA

R.F. resistiva, capacitiva e combinata per viso e corpo, per tonificazione e contrazione del collagene.

ONDE D'URTO & VACUUM

Onda d'urto singola o combinata con vacuum attivo/passivo per il rimodellamento corporeo.

FOTOSTIMOLAZIONE & MICRODERMOABRASIONE

Lipolaser, anche combinato con vacuum, e microdermoabrasione diamantata.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

9 TECNOLOGIE COMBinate

R.F. resistiva, capacitiva, combinata, onda d'urto, vacuum, fotostimolazione lipolaser e microdermoabrasione.

MANIPOLI DEDICATI

Manipoli intercambiabili per ogni tecnologia, con kit elettrodi R.F. dedicato.

SOFTWARE DI GESTIONE

Controllo avanzato dei parametri per un utilizzo sicuro ed efficace.

PROFILO APPLICATIVO

AREE TARGET

Viso · corpo

TECNOLOGIE

9 combinate

GESTIONE

Software di controllo
avanzato

CONFIGURAZIONE

Manipoli
intercambiabili

DESTINAZIONE D'USO: dispositivo elettromedicale ad uso estetico professionale, in conformità con DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Classe di sicurezza	1 BF
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Conformità normativa	DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011
Standard europei	CEI EN 60601-1 · CEI EN 60825-1 · CEI EN 60335-1 · CEI EN 55014-1 · CEI EN 55014-2 · CEI EN 61000-3-2 · CEI EN 61000-3-3 · CEI EN 60335-2-23
Connettività	Controllo da remoto Wi-Fi per aggiornamento e assistenza

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Manipolo R.F. capacitiva
- Manipolo R.F. resistiva
- Kit elettrodi R.F.
- Manipolo Lipolaser
- Manipolo vacuum grande
- Manipolo vacuum piccolo
- Manipolo onda d'urto
- Manipolo e kit microdermoabrasione

PLUS

- Apparecchiatura predisposta con applicativo software per il beneficio Industria 4.0
- Controllo da remoto Wi-Fi per aggiornamento continuo del sistema, manutenzione e assistenza
- Risultati visibili fin dalla prima seduta
- Made in Italy

EFFETTI E INDICAZIONI

- **Tonificazione dei tessuti di viso e corpo**
- **Immediata contrazione del collagene**
- **Stimolazione della produzione di collagene, elastina e acido ialuronico a lungo termine**
- **Miglioramento del metabolismo cellulare**
- **Drenaggio linfatico**
- **Maggior apporto di sostanze nutritive ed ossigeno grazie al miglioramento della microcircolazione**
- **Rimodellamento del corpo**

POSIZIONAMENTO TECNICO

QUANTIKA nasce per ambienti professionali di estetica avanzata che richiedono una piattaforma multi-tecnologia versatile, in grado di coprire un ampio spettro di inestetismi viso e corpo. La combinazione di 9 tecnologie, gestite da un software avanzato, restituisce un'impostazione tecnica rigorosa e coerente con un ambiente professionale evoluto.

Le informazioni riportate sono una sintesi tecnica del Manuale d'Uso e Manutenzione QUANTIKA. Fare riferimento al manuale completo per avvertenze, controindicazioni, manutenzione e procedure operative.