

ICONIKA

TECNOLOGIA PROFESSIONALE VISO

PRECISIONE, CONTROLLO, ARCHITETTURA MULTI-APPLICATORE

Iconika è una piattaforma elettromeccanica professionale dedicata ai trattamenti estetici del viso. Integra applicatori anatomici dedicati alle principali aree facciali e un manipolo manuale RF&EMS, coordinati da un'interfaccia touch screen per la gestione guidata dei parametri operativi.



ICONIKA | Professional Face Technology

CONTROLLO DIGITALE

Touch screen 10,1" con selezione di sesso, fascia d'età, area operativa, intensità e tempo.

APPLICAZIONE DISTRETTUALE

Patch dedicate per fronte, area periorbitale, guance e mandibola, studiate per adattarsi alle geometrie del volto.

GESTIONE PROFESSIONALE

Sistema progettato per l'impiego in cabina da parte di personale formato, con arresto di emergenza e controllo progressivo dei parametri.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

RF & EMS

Manipolo manuale dedicato all'applicazione professionale con movimento controllato e regolazione progressiva dei parametri.

PATCH ANATOMICHE

Tre tipologie di patch dedicate alle aree del viso per favorire adesione e distribuzione uniforme dello stimolo.

INTERFACCIA GUIDATA

Configurazione per genere, fascia d'età e area facciale, con gestione di RF, intensità e tempo di trattamento.

PROFILO APPLICATIVO

AREE TARGET

Fronte · occhi · guance · mandibola

GESTIONE

Operatore presente · parametri regolabili

SEDUTA INDICATIVA

20 minuti

CONFIGURAZIONE

Genere · età · area operativa

DESTINAZIONE D'USO: dispositivo elettromeccanico ad uso estetico professionale. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Configurazione applicatori	3 tipologie di patch + manipolo RF&EMS
Alimentazione	100-220 V 50/60 Hz
Energia elettromagnetica	0-3 T
Frequenza RF	1 M
Impulso	200 μ s
Interfaccia	Touch screen 10,1"
Dimensioni imballo macchina	52 × 38 × 23,5 cm
Dotazione confezione	Unità principale, cavo alimentazione, 6 patch, scheda di garanzia, manuale
Garanzia	12 mesi

DOTAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO

- **Unità centrale.** Struttura integrata con touch screen, porta-accessori e connessioni dedicate.
- **Applicatori viso.** Patch dedicate alle principali aree facciali: fronte, occhi, guance e mandibola.
- **Manipolo RF&EMS.** Manipolo manuale per applicazione professionale controllata dall'operatore.
- **Sicurezza operativa.** Interruttore principale, arresto di emergenza e gestione progressiva dei parametri.

POSIZIONAMENTO TECNICO

Iconika nasce per ambienti professionali di estetica avanzata che richiedono una piattaforma viso con gestione digitale, applicazione multi-distretto e controllo diretto dell'operatore. La combinazione di interfaccia parametrica, applicatori anatomici dedicati e sistemi di sicurezza restituisce un'impostazione tecnica rigorosa e coerente con un ambiente professionale evoluto. Condizioni di conservazione: temperatura da -10°C a 40°C, umidità relativa non superiore al 93%, ambiente ventilato e asciutto.

Le informazioni riportate sono una sintesi tecnica del Manuale d'Uso e Manutenzione ICONIKA. Fare riferimento al manuale completo per avvertenze, controindicazioni, manutenzione e procedure operative.