

ELEKTRA 3.0

TECNOLOGIA COMBINATA LASER + R.F. + ELETTROPORATORE

FILLER NON INVASIVO CON LASER ATERMICO, RADIOFREQUENZA ED ELETTROPORAZIONE

ELEKTRA 3.0 è un'innovativa tecnologia di derivazione medica, che il pool di ricerca di Mediki Technology ha sviluppato in conformità con il DM 206/2015, per essere utilizzata anche da operatori qualificati in estetica professionale. È perfetta per eseguire trattamenti di filler non invasivo di altissima efficacia ed è l'alternativa più valida ai trattamenti iniettivi.

Utilizza sinergicamente 3 differenti tecnologie: laser atermico ad emissione multipla, radiofrequenza a bassa intensità ed elettroporatore.

ELEKTRA 3.0 è gestita da un microprocessore di ultima generazione che regola i parametri di lavoro e ottimizza ogni metodica di trattamento, garantendo la sicurezza dell'operatore e del cliente.



LASER ATERMICO

Emissione multipla, non invasiva e senza l'utilizzo di aghi.

RADIOFREQUENZA

Bassa intensità, per la stimolazione del collagene e azione idratante.

ELETTROPORATORE

Veicolazione transdermica per un'azione sinergica su viso e corpo.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

MANIPOLI VISO

Manipolo Laser + R.F. viso e manipolo elettroporatore viso, ergonomici e ad alta precisione.

MANIPOLI AREE GRANDI

Manipolo Laser + R.F. e manipolo elettroporatore dedicati alle aree corporee estese.

CONTROLLO A MICROPROCESSORE

Regola i parametri di lavoro e ottimizza ogni metodica di trattamento.



PROFILO APPLICATIVO

AREE TARGET	INDICAZIONI	INTERFACCIA	CONFIGURAZIONE
Viso · décolleté · seno · corpo	Rughe · couperose · acne · macchie cutanee	Touch screen 7" a colori	Controllo Wi-Fi da remoto

DESTINAZIONE D'USO: dispositivo di derivazione medica ad uso estetico professionale, in conformità con DM 206/2015. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Classe di sicurezza	1 BF
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Conformità normativa	DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011
Standard europei	CEI EN 60601-1 · CEI EN 60601-2-3 · CEI EN 60335-1 · CEI EN 55014-1 · CEI EN 55014-2 · CEI EN 61000-3-2 · CEI EN 61000-3-3 e succ. modifiche
Interfaccia	Display a colori 7" touch screen
Connettività	Controllo Wi-Fi da remoto

IN DOTAZIONE

- Manipolo Laser + R.F. Viso
- Manipolo Laser + R.F. Aree Grandi

-
- **Manipolo Elettroporatore Viso**
 - **Manipolo Elettroporatore Aree Grandi**
 - **Elettrodo**

PLUS

- **Laser atermico ad emissione multipla**
- **Tecnologia non invasiva, senza l'utilizzo di aghi**
- **Puntali manipolo in acciaio**
- **Display a colori da 7" touch screen**
- **Dimensioni compatte**
- **Software per controllo attività di gestione**
- **Sistema di controllo di sicurezza gestito da un microprocessore di ultima generazione**
- **Apparecchiatura predisposta con applicativo software per il beneficio Industria 4.0**
- **Made in Italy**

EFFETTI E INDICAZIONI

- **Rughe**
- **Couperose**
- **Acne**
- **Macchie cutanee**
- **Lassità cutanea di viso, décolleté, seno e corpo**
- **Disidratazione e svuotamento dei tessuti**
- **Stimolazione del collagene**
- **Azione antiossidante**
- **Aumento dei processi di riparazione**
- **Azione idratante**

POSIZIONAMENTO TECNICO

ELEKTRA 3.0 nasce per ambienti professionali che richiedono un'alternativa efficace e non invasiva ai trattamenti iniettivi. Efficace e rapida sul viso e sul corpo, garantisce risultati di

altissimo livello su un'ampia serie di inestetismi, con risultati evidenti dalla prima seduta, effetto naturale e stabile, e lunga durata in pochi trattamenti.

Le informazioni riportate sono una sintesi tecnica del Manuale d'Uso e Manutenzione ELEKTRA 3.0. Fare riferimento al manuale completo per avvertenze, controindicazioni, manutenzione e procedure operative.