

# UNIKA

## MULTITECNOLOGIA - OPERATORE INDIPENDENTE

### SHOCK TERMICO, LED AD ALTA POTENZA ED Elettrostimolazione in modalità OPERATORE INDIPENDENTE

UNIKA è un dispositivo innovativo progettato per i trattamenti intensivi su adipe, cellulite e lassità cutanea, sulle aree di addome, cosce, fianchi, schiena, gambe, glutei e braccia.

L'utilizzo simultaneo di 8 PAD di grandi dimensioni consente di intervenire su ampie aree e in modalità totalmente Operatore Indipendente. UNIKA combina sinergicamente SHOCK TERMICO, LED AD ALTA POTENZA ed Elettrostimolazione con risultati visibili fin dalla prima seduta.

192 LED ad alta potenza stimolano un aumento del flusso sanguigno e la produzione di collagene di tipo 1, inducendo la degradazione degli adipociti.



#### SHOCK TERMICO

Modulato su valori fisiologici, riduce notevolmente il tessuto adiposo.

#### LED AD ALTA POTENZA

192 LED che stimolano il flusso sanguigno e la produzione di collagene di tipo 1.

#### Elettrostimolazione

Onda quadra che favorisce la tonificazione con effetto tensore della cute.

## ARCHITETTURA TECNOLOGICA

#### 8 PAD DI GRANDI DIMENSIONI

Applicazione simultanea su ampie aree corporee, senza gel grazie alle patch adesive.

#### OPERATORE INDIPENDENTE

Trattamento multiarea simultaneo che non richiede la presenza costante dell'operatore.

#### CONTROLLO WI-FI DA REMOTO

Gestione e aggiornamento del sistema da remoto.

## PROFILO APPLICATIVO

|                                                                                           |                                              |                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>AREE TARGET</b><br>Addome · cosce ·<br>fianchi · schiena ·<br>gambe · glutei · braccia | <b>GESTIONE</b><br>Operatore<br>indipendente | <b>RISULTATI</b><br>Riduce fino a 10 cm in 5<br>trattamenti | <b>CONFIGURAZIONE</b><br>8 PAD + patch adesive<br>in gel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**DESTINAZIONE D'USO:** dispositivo elettromedicale ad uso estetico professionale. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

## SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

### DATI TECNICI ESSENZIALI

| PARAMETRO            | VALORE                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di sicurezza  | 1 BF                                                                                                                                                 |
| Alimentazione        | 230 V - 50 Hz                                                                                                                                        |
| Conformità normativa | DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011                                                                                                                 |
| Standard europei     | CEI EN 60601-1:2007 · CEI EN 60825-1:2009 · CEI EN 60335-1 · CEI EN 55014-1 · CEI EN 55014-2 · CEI EN 61000-3-2 · CEI EN 61000-3-3 e succ. modifiche |
| Direttive            | DIR. 2014/35/UE · DIR. 2014/30/UE                                                                                                                    |
| LED integrati        | 192 LED ad alta potenza                                                                                                                              |
| Connettività         | Controllo Wi-Fi da remoto                                                                                                                            |

### IN DOTAZIONE

- 8 Pad
- Patch adesive in gel
- Fascia
- Carrello optional

### PLUS

- Operatore indipendente
- Multiazione sinergica tra le diverse tecnologie
- Versatile: trattamento multiarea simultaneo

- 
- **Veloce e mirato: riduce fino a 10 cm in soli 5 trattamenti**
  - **Apparecchiatura predisposta con applicativo software per il beneficio Industria 4.0**
  - **Made in Italy**

## POSIZIONAMENTO TECNICO

---

UNIKA nasce per ambienti professionali che richiedono trattamenti intensivi multiarea in modalità operatore indipendente. La sinergia tra shock termico, LED ad alta potenza ed elettrostimolazione con onda quadra garantisce un trattamento efficace e non invasivo, con effetti immediati e stabili ed effetto tensore della cute.

*Le informazioni riportate sono una sintesi tecnica del Manuale d'Uso e Manutenzione UNIKA. Fare riferimento al manuale completo per avvertenze, controindicazioni, manutenzione e procedure operative.*