UNIKA

MULTITECNOLOGIA - OPERATORE INDIPENDENTE

SHOCK TERMICO, LED AD ALTA POTENZA ED ELETTROSTIMOLAZIONE IN MODALITÀ OPERATORE INDIPENDENTE

UNIKA è un dispositivo innovativo progettato per i trattamenti intensivi su adipe, cellulite e lassità cutanea, sulle aree di addome, cosce, fianchi, schiena, gambe, glutei e braccia.

L'utilizzo simultaneo di 8 PAD di grandi dimensioni consente di intervenire su ampie aree e in modalità totalmente Operatore Indipendente. UNIKA combina sinergicamente SHOCK TERMICO, LED AD ALTA POTENZA ed ELETTROSTIMOLAZIONE con risultati visibili fin dalla prima seduta.

192 LED ad alta potenza stimolano un aumento del flusso sanguigno e la produzione di collagene di tipo 1, inducendo la degradazione degli adipociti.



SHOCK TERMICO

Modulato su valori fisiologici, riduce notevolmente il tessuto adiposo.

LED AD ALTA POTENZA

192 LED che stimolano il flusso sanguigno e la produzione di collagene di tipo 1.

ELETTROSTIMOLAZIONE

Onda quadra che favorisce la tonificazione con effetto tensore della cute.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

8 PAD DI GRANDI DIMENSIONI

Applicazione simultanea su ampie aree corporee, senza gel grazie alle patch adesive.

OPERATORE INDIPENDENTE

Trattamento multiarea simultaneo che non richiede la presenza costante dell'operatore.

CONTROLLO WI-FI DA REMOTO

Gestione e aggiornamento del sistema da remoto.

PROFILO APPLICATIVO

AREE TARGET	GESTIONE	RISULTATI	CONFIGURAZIONE
Addome · cosce · fianchi · schiena · gambe · glutei · braccia	Operatore indipendente	Riduce fino a10 cm in 5 trattamenti	8 PAD + patch adesive in gel

SPECIFICHE E CONFIGURAZIONE

DATI TECNICI ESSENZIALI

PARAMETRO	VALORE
Classe di sicurezza	1 BF
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Conformità normativa	DM 206/2015 - correttiva DM 110/2011
Standard europei	CEI EN 60601-1:2007 · CEI EN 60825-1-2009 · CEI EN 60335-1 · CEI EN 55014-1 · CEI EN 55014-2 · CEI EN 61000-3-2 · CEI EN 61000-3-3 e succ. modifiche
Direttive	DIR. 2014/35/UE · DIR. 2014/30/UE
LED integrati	192 LED ad alta potenza
Connettività	Controllo Wi-Fi da remoto

IN DOTAZIONE

- **8 Pad**
- **Fascia**
- **Patch adesive in gel**
- **Carrello optional**

PLUS

- **Operatore indipendente**
- **Multiazione sinergica tra le diverse tecnologie**
- **Versatile: trattamento multiarea simultaneo**
- **Veloce e mirato: riduce fino a 10 cm in soli 5 trattamenti**
- **Apparecchiatura predisposta con applicativo software per il beneficio Industria 4.0**
- **Made in Italy**

POSIZIONAMENTO TECNICO

UNIKA nasce per ambienti professionali che richiedono trattamenti intensivi multiarea in modalità operatore indipendente. La sinergia tra shock termico, LED ad alta potenza ed elettrostimolazione con onda quadra garantisce un trattamento efficace e non invasivo, con effetti immediati e stabili ed effetto tensore della cute.

DESTINAZIONE D'USO: dispositivo elettromedicale ad uso estetico professionale. Utilizzo riservato a personale qualificato e formato.

Le informazioni riportate sono una sintesi tecnica del Manuale d'Uso e Manutenzione UNIKA. Fare riferimento al manuale completo per avvertenze, controindicazioni, manutenzione e procedure operative.